

Striate+™ lietošanas instrukcija

Jūs saņēmat šo lietošanas instrukciju, jo jūsu zobārsts, ortodonts vai ķirurgs kā daļu no jūsu zobu kaula defektu ārstēšanas ir ieteicis veikt vadāmu kaula reģenerāciju (guided bone regeneration, GBR).

Kas ir vadāmā kaulu reģenerācija (GBR)?

Zobus žoklī notur kauls un smaganas. Dažādu iemeslu dēļ kauls, kas notur zobus, var noārdīties vai zaudēt izturību, un tas ir jālabo. Arī smaganas var būt bojātas infekcijas vai traumas dēļ. Lai zobi paliktu veseli un nekustētos, tiek izmantota vadāmā kaula reģenerācija (GBR), kas palīdz dziedēt kaulus vai smaganas.

Kas ir Striate+™?

Striate+™ ir plāksterim līdzīgs elements, ko izmanto GBR. Striate+™ veido aizsargslāni virs apstrādes vietas, kamēr veidojas jaunais kauls.

Striate+™ sastāv no kolagēna. Kolagēns ir viela, kas galvenokārt atrodama cilvēka ādā, kaulos, muskuļos un cīpslās. Striate+™ ir izgatavots no cūku kolagēna, bet ir apstrādāts tā, lai to varētu droši lietot cilvēkiem.

Striate+™ plāksteri procedūras laikā implantē smaganās, un aptuveni sešus mēnešus pēc GBR procedūras tas būs pilnībā izšķīdis. Jums ir izsniegta pacienta implanta karte, kuru vajag saglabāt un kurā ir norādīts partijas numurs, kas ļauj iegūt papildu informāciju par implantu. Lūdzu, glabājiet pacienta implanta karti drošā vietā, lai vajadzības gadījumā varētu tajā ieskatīties. Pacienta implanta karte jāglabā vienu gadu pēc ārstēšanas. Arī jūsu ārstējošais zobārsts ir reģistrējis implanta partijas numuru. Tālāk tekstā sniegts pacienta implanta kartē lietoto simbolu skaidrojums.

Ar ko man jārēķinās pēc ārstēšanas?

Zobārsts sniegs jums norādījumus, ko darīt pēc GBR procedūras. Mērķis ir saglabāt ārstējamo zonu tīru un netraucētu, līdz tā sadzīst. Tas var ietvert zāles saturoša mutes skalojamo līdzekļa lietošanu, īpašus norādījumus par to, kā un kad tīrīt zobus, vai izvairīšanos no noteiktiem pārtikas produktiem vai dzērieniem. Ir ļoti svarīgi rūpīgi ievērot zobārsta norādījumus.

Vai Striate+™ lietošana rada kādu risku?

Ar Striate+™ plākstera lietošanu saistīto risku ir ļoti maz. Striate+™ nedrīkst lietot cilvēki ar alerģiju pret kolagēnu vai alerģiju pret cūku izcelsmes materiālu. Šīs alerģijas ir ļoti retas, taču šaubu gadījumā jautāriet savam zobārstam, lai saņemtu vairāk informācijas. Vajadzības gadījumā Striate+™ plāksteri var noņemt.

Vai ir kādi ar GBR procedūru saistīti riski?

Tāpat kā jebkurai operācijai, arī GBR ir saistīta ar dažiem riskiem, piemēram, infekciju, sāpēm, asiņošanu vai pietūkumu. Šie riski parasti nav nopietni, un zobārsts var sniegt informāciju par šiem riskiem un to, kā no tiem izvairīties. Reizēm brūce var nedaudz atvērties un atklāt Striate+ plāksteri. Ja tā notiek, sazinieties ar zobārstu, lai saņemtu norādījumus, ko darīt.

Daži veselības stāvokļi var ietekmēt dzīšanu pēc GBR, piemēram:

- diabēts, autoimūna saslimšana,
- varfarīna / asinis šķidrinošu medikamentu lietošana,
- pretiekaisuma zāles,
- iepriekšēja staru terapija un
- intensīva smēķēšana.

Ir zināms, ka intensīva smēķēšana ietekmē normālu dzīšanu, un zobārsts var ieteikt pārtraukt smēķēšanu vai samazināt smēķēšanas intensitāti pirms GBR veikšanas.

Striate+™ lietošanas instrukcija

Pirms procedūras ir svarīgi informēt ārstu par visiem veselības traucējumiem un visiem medikamentiem, ko lietojat.

Striate+™ ir drošs magnētiskās rezonanses attēlveides (MRA) vidē, jo tas sastāv no nevadošiem, nemetāliskiem un nemagnētiskiem materiāliem.

Kad vērsties pēc palīdzības

Ja jums parādās kāds simptoms, kas rada bažas, nekavējoties sazinieties ar zobārstu. Zobārsts jums pastāstīs, kā vislabāk novērst simptomus un vai ir jāveic kādas citas darbības.

Par nopietnu reakciju uz Striate+™ jāziņo izplatītājam:

BioHorizons

2300 Riverchase Center
Birmingham AL 35244 USA
www.biohorizons.com

Citas kontaktpersonas:

Ražotājs:

Orthocell Ltd

Building 191 Murdoch University
South Street, Murdoch WA 6150
Australia
E-pasts: info@orthocell.com.au

Pilnvarotais pārstāvis Eiropā:

MDSS GmbH

Schiffgraben 41, 30175 Hannover,
DE
E-pasts: info@mdssar.com
Tālrunis: +49 511 6262 8630

Pilnvarotais pārstāvis Šveicē:

MDSS CH GmbH

Laurenzenvorstadt 61, 5000
Aarau
CH
E-pasts: info@mdssch.com
Tālrunis: +

Importētājs Eiropā:

MedEnvoy Global BV

Prinses Margrietplantsoen 33 – Suite 123
2595 AM, The Hague
NL
Tālrunis: +31 70 326 2148

Importētājs Šveicē:

MedEnvoy

Gottharstrasse 28
6302, Zug
CH
Tālrunis: +41 41 562 01 42

Pacienta implanta kartē izmantotie simboli



Ražotājs



Ierīces nosaukums



Partijas kods



Unikāls ierīces identifikators



Implantācijas datums



Veselības aprūpes centrs vai ārsts



Pacienta vārds, uzvārds



Ražotāja tīmekļvietnes adrese