

# Striate+™ Информационна листовка за пациента

Получили сте тази информационна листовка, тъй като Вашият зъболекар, ортодонт или хирург Ви е препоръчал да се подложите на направлявана костна регенерация (GBR) като част от лечението на зъбния Ви костен дефект.

## **Какво представлява направляваната костна регенерация (GBR)?**

Зъбите се държат на мястото си в челюстта от костите и венците. По много различни причини костта, която държи зъбите Ви на място, може да се разруши или да отслабне и да се нуждае от възстановяване. Венците могат да бъдат увредени и от инфекция или нараняване. За да останат зъбите Ви здрави и стабилни, се използва направлявана костна регенерация (GBR), която помага за заздравяването на костите или венците.

## **Какво е Striate+™?**

Striate+™ е вид вложка, използвана в GBR. Striate+™ образува защитен слой върху мястото на лечение, докато се образува нова кост.

Striate+™ се състои от колаген. Колагенът е често срещано вещество в човешкия организъм, което се намира главно в кожата, костите, мускулите и сухожилията. Striate+™ е направена от колаген, който идва от прасета, но е обработена така, че да е безопасна за използване при хора.

Вложката Striate+™ се имплантира във венците по време на процедурата и ще се разтвори напълно около 6 месеца след лечението с GBR. Получили сте карта за импланти на пациента, която да запазите и която съдържа номера на партидата, ако желаете да получите повече информация за Вашия имплант. Моля, съхранявайте картата за импланти на пациента на сигурно място, за да можете да я проверите при необходимост. Ще трябва да съхранявате картата за импланти на пациента в продължение на 1 година след лечението. Лекуващият Ви зъболекар също така записва номера на партидата на Вашия имплант. По-долу е дадено обяснение на символите, използвани в картата за импланти на пациента.

## **Какво трябва да очаквам след лечението?**

Вашият зъболекар ще Ви даде указания какво да правите след лечението с GBR. Целта е третираният участък да остане чист и ненарушен, докато заздравее. Това може да включва използване на медикаментозна вода за уста, специфични инструкции как и кога да миете зъбите си или избягване на определени храни и напитки. Много е важно да следвате внимателно инструкциите, дадени от Вашия зъболекар.

## **Има ли някакви рискове при използването на Striate+™?**

Съществуват много малко рискове, свързани с използването на пластира Striate+™. Striate+™ не трябва да се използва при хора с алергия към колаген или алергия към прасета. Тези алергии са много редки, но ако се притеснявате, можете да помолите зъболекаря си за повече информация. При необходимост вложката Striate+™ може да бъде отстранена.

## **Има ли някакви рискове при лечението с GBR?**

Както всяка операция, GBR крие някои рискове, като инфекция, болка, кръвене или подуване. Тези рискове обикновено не са сериозни и Вашият зъболекар може да Ви даде информация за тях и как да ги избегнете. Понякога раната може леко да се отвори и да разкрие вложката Striate+. Ако това се случи, трябва да се свържете със зъболекаря си, за да получите инструкции какво да правите. Някои медицински състояния могат да повлияят на оздравяването след GBR, като например:

- диабет, автоимунно заболяване;
- употреба на варфарин/лекарства за разреждане на кръвта;
- противовъзпалителни лекарства;

# Striate+™ Информационна листовка за пациента

- предишна лъчева терапия; или
- прекаляване с тютюнопушенето.

Известно е, че интензивното тютюнопушене влияе на нормалното заздравяване и Вашият зъболекар може да Ви препоръча да спрете да пушите или да намалите интензивността на пушене преди GBR.

Важно е да информирате лекаря си за всяко заболяване, което имате, и за всички лекарства, които приемате, преди процедурата.

Striate+™ е безопасен за магнитно-резонансна томография (MRI), тъй като е съставен от материали, които са електропроводими, неметални и немагнитни.

## Кога да потърсите помощ

Ако имате някакъв симптом, който Ви притеснява, незабавно се свържете с Вашия зъболекар. Те ще Ви кажат как най-добре да се справяте със симптомите си и дали е необходимо да се предприемат други действия.

Сериозна реакция към Striate+™ трябва да се съобщи на дистрибутора:

### **BioHorizons**

2300 Riverchase Center  
Birmingham AL 35244 САЩ  
[www.biohorizons.com](http://www.biohorizons.com)

## Други контакти:

Производител:

### **Orthocell Ltd**

Building 191 Murdoch University  
South Street, Murdoch WA 6150  
Australia  
Имейл: [info@orthocell.com.au](mailto:info@orthocell.com.au)

Европейски упълномощен  
представител:

### **MDSS GmbH**

Schiffgraben 41, 30175 Hannover,  
DE  
Имейл: [info@mdssar.com](mailto:info@mdssar.com)  
Телефон: +49 511 6262 8630

Упълномощен представител за  
Швейцария:

### **MDSS CH GmbH**

Laurenzvorstadt 61, 5000 Aarau  
CH  
Имейл: [info@mdssch.com](mailto:info@mdssch.com)  
Телефон: +

Европейски вносител:

### **MedEnvoy Global BV**

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123  
2595 AM, The Hague  
NL  
Телефон: +31 70 326 2148

Вносител в Швейцария:

### **MedEnvoy**

Gottharstrasse 28  
6302, Zug  
CH  
Телефон: +41 41 562 01 42

## Символи, използвани в картата за импланти на пациента



Производител



Име на устройството



Код на партидата



Уникален идентификатор  
на устройството



Дата на имплантиране



Здравен център или лекар



Име на пациента



Уебсайт на производителя