

Striato+™ Foglio informativo per il paziente

Avete ricevuto questo opuscolo informativo perché il vostro dentista, ortodontista o chirurgo vi ha consigliato di sottoporvi alla rigenerazione ossea guidata (GBR) nell'ambito del trattamento del vostro difetto osseo dentale.

Che cos'è la rigenerazione ossea guidata (GBR)?

I denti sono tenuti in posizione nella mascella dall'osso e dalle gengive. Per molte ragioni diverse, l'osso che tiene i denti in posizione può rompersi o diventare debole e richiedere una riparazione. Le gengive possono essere danneggiate anche da infezioni o lesioni. Per mantenere i denti sani e stabili, si ricorre alla rigenerazione ossea guidata (Guided Bone Regeneration, GBR) per aiutare a guarire l'osso o le gengive.

Che cos'è Striate+™?

Striate+™ è un tipo di patch utilizzato nella GBR. Striate+™ forma uno strato protettivo sul sito di trattamento mentre si forma il nuovo osso.

Striate+™ è costituito da collagene. Il collagene è una sostanza comune nell'uomo, presente soprattutto nella pelle, nelle ossa, nei muscoli e nei tendini. Striate+™ è composto da collagene di origine suina, ma è stato trattato in modo da essere sicuro per l'uso nelle persone.

Il cerotto Striate+™ viene impiantato nella gengiva durante l'intervento e si dissolve completamente dopo circa 6 mesi dal trattamento GBR. Le è stata consegnata una scheda dell'impianto da conservare, che include il numero di lotto, se desidera ulteriori informazioni sull'impianto. La preghiamo di conservare la scheda di impianto del paziente in un luogo sicuro per poterla controllare in caso di necessità. La scheda del paziente dovrà essere conservata per un anno dopo il trattamento. Il dentista curante registra anche il numero di lotto dell'impianto. Di seguito viene fornita una spiegazione dei simboli utilizzati sulla scheda di impianto del paziente.

Cosa devo aspettarmi dopo il trattamento?

Il dentista vi darà istruzioni su cosa fare dopo il trattamento GBR. L'obiettivo è quello di mantenere l'area di trattamento pulita e indisturbata durante la guarigione. Questo può comportare l'uso di un collutorio medicato, istruzioni specifiche su come e quando lavarsi i denti o evitare determinati cibi o bevande. È molto importante seguire attentamente le istruzioni fornite dal dentista.

L'uso di Striate+™ comporta dei rischi?

I rischi legati all'uso del cerotto Striate+™ sono molto limitati. Striate+™ non deve essere utilizzato da chi soffre di allergia al collagene o di allergia ai suini. Queste allergie sono molto rare, ma se siete preoccupati chiedete maggiori informazioni al vostro dentista. Il cerotto Striate+™ può essere rimosso se necessario.

Ci sono dei rischi nel sottoporsi al trattamento GBR?

Come ogni intervento chirurgico, la GBR presenta alcuni rischi, come infezioni, dolore, sanguinamento o gonfiore. Questi rischi non sono generalmente gravi e il dentista può fornire informazioni su questi rischi e su come evitarli. Occasionalmente, la ferita può aprirsi leggermente ed esporre il cerotto Striate+. In tal caso, è necessario contattare il dentista per ricevere istruzioni sul da farsi.

Alcune condizioni mediche possono influenzare la guarigione dopo la GBR, come ad esempio:

- diabete, malattie autoimmuni;
- uso di warfarin/farmaci fluidificanti del sangue;
- farmaci antinfiammatori;
- precedente radioterapia; oppure
- fumo pesante.

Striato+™ Foglio informativo per il paziente

È noto che il fumo pesante influisce sulla normale guarigione e il dentista può consigliare di smettere di fumare o di ridurre la quantità di fumo prima di sottoporsi alla GBR.

Prima di sottoporsi all'intervento, è importante informare il medico di qualsiasi condizione di salute e di tutti i farmaci che si stanno assumendo.

Striate+™ è classificata come sicuro per MRI (Magnetic Resonance Imaging) in quanto è composta da materiali che sono elettricamente non conduttivi, non metallici e non magnetici.

Quando chiedere aiuto

Se si manifesta un sintomo che desta preoccupazione, contattare immediatamente il dentista. Vi diranno come gestire al meglio i sintomi e se è necessario adottare altre misure.

Una reazione grave a Striate+™ deve essere segnalata al distributore:

BioHorizons

2300 Riverchase Center
Birmingham AL 35244 USA
www.biohorizons.com

Altri contatti:

Produttore:

Orthocell Ltd

Building 191 Murdoch University
South Street, Murdoch WA 6150
Australia
E-mail: info@orthocell.com.au

Rappresentante
autorizzato europeo:

MDSS GmbH

Schiffgraben 41, 30175 Hannover,
DE
E-mail: info@mdssar.com
Telefono: +49 511 6262 8630

Rappresentante
autorizzato svizzero:

MDSS CH GmbH

Laurenzenvorstadt 61, 5000
Aarau
CH
E-mail: info@mdssch.com
Telefono: +

Importatore europeo:

MedEnvoy Global BV

Prinses Margrietplantsoen 33 – Suite 123
2595 AM, The Hague
NL
Telefono: +31 70 326 2148

Importatore svizzero:

MedEnvoy

Gottharstrasse 28
6302, Zug
CH
Telefono: +41 41 562 01 42

Simboli utilizzati sulla scheda dell'impianto del paziente



Produttore



Data di impianto



Nome del dispositivo



Centro sanitario o medico



Codice del lotto



Nome del paziente



Identificatore univoco del dispositivo



Indirizzo del sito Web del produttore