

# Brochure d'information Patient Striate+™

Vous avez reçu cette brochure d'information parce que votre dentiste, votre orthodontiste ou votre chirurgien vous a recommandé une régénération osseuse guidée (ROG) dans le cadre du traitement de votre défaut osseux dentaire.

## Qu'est-ce que la régénération osseuse guidée (ROG) ?

Les dents sont maintenues en place dans votre mâchoire par l'os et les gencives. Pour de nombreuses raisons différentes, l'os qui maintient vos dents en place peut se briser ou s'affaiblir et nécessiter une réparation. Les gencives peuvent également être endommagées par une infection ou une blessure. Pour que vos dents restent saines et stables, la régénération osseuse guidée (ROG) est utilisée pour guérir vos os ou vos gencives.

## Qu'est-ce que Striate+™ ?

Striate+™ est un type de greffon utilisé en ROG. Striate+™ forme une couche protectrice sur le site de traitement pendant que le nouvel os se forme.

Striate+™ est composé de collagène. Le collagène est une substance communément présente chez l'homme et que l'on trouve principalement dans la peau, les os, les muscles et les tendons. Striate+™ est fabriqué à partir de collagène de porc mais il a été traité de manière à pouvoir être utilisé en toute sécurité chez l'homme.

Le greffon Striate+™ est implanté dans votre gencive au cours de la procédure et se sera complètement dissous environ 6 mois après votre traitement par ROG. Vous avez reçu une carte d'implant de patient à conserver, sur laquelle figure le numéro de lot, si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur votre implant. Veuillez conserver la carte d'implant de patient dans un endroit sûr afin de pouvoir la consulter si nécessaire. Vous devrez conserver la carte d'implant de patient pendant un an après votre traitement. Votre dentiste conserve également le numéro de lot de votre implant. Vous trouverez ci-dessous une explication des symboles utilisés sur la carte d'implants du patient.

## À quoi dois-je m'attendre après mon traitement ?

Votre dentiste vous donnera des instructions sur ce que vous devez faire après votre traitement par ROG. L'objectif est de garder la zone de traitement propre et non perturbée pendant qu'elle guérit. Cela peut impliquer l'utilisation d'un bain de bouche médicamenteux, des instructions spécifiques sur la manière et le moment de se brosser les dents, ou certains aliments ou boissons à éviter. Il est très important que vous suiviez attentivement les instructions fournies par votre dentiste.

## Y a-t-il des risques à utiliser Striate+™ ?

Il existe très peu de risques liés à l'utilisation du greffon Striate+™. Striate+™ ne doit pas être utilisé chez toute personne présentant une allergie au collagène, ou une allergie au porc. Ces allergies sont très rares, mais, en cas d'inquiétude, demandez plus d'informations à votre dentiste. Le greffon de Striate+™ peut être retiré si nécessaire.

## Y a-t-il des risques à suivre un traitement par ROG ?

Comme toute intervention chirurgicale, la ROG comporte certains risques, comme une infection, des douleurs, des saignements ou un gonflement. Ces risques ne sont généralement pas graves et votre dentiste peut vous donner des informations sur ces risques et sur la manière de les éviter. Parfois, la plaie peut s'ouvrir légèrement et exposer le greffon de Striate+. Si cela se produit, contactez votre dentiste pour savoir ce que vous devez faire.

Certaines pathologies peuvent affecter la guérison après une ROG, comme par exemple :

- diabète, maladie auto-immune ;
- Prise de warfarine/médicaments anticoagulants ;
- des médicaments anti-inflammatoires ;

# Brochure d'information Patient Striate+™

- radiothérapie antérieure ; ou
- tabagisme important.

Les effets négatifs d'un tabagisme important sur la cicatrisation normale sont connus. Votre dentiste peut vous recommander d'arrêter de fumer ou de réduire la quantité de tabac que vous fumez avant de subir une RGO.

Il est important que vous informiez votre médecin de tous les problèmes de santé dont vous souffrez et de tous les médicaments que vous prenez avant de subir l'intervention.

Striate+™ est compatible avec l'imagerie par résonance magnétique (IRM) car il est composé de matériaux non conducteurs d'électricité, non métalliques et non magnétiques.

## Quand demander de l'aide

Si vous présentez un symptôme qui vous inquiète, contactez immédiatement votre dentiste. Il vous dira comment gérer au mieux vos symptômes et si d'autres mesures doivent être prises.

Une réaction grave à Striate+™ doit être signalée au distributeur :

### BioHorizons

2300 Riverchase Center  
Birmingham AL 35244 USA  
[www.biohorizons.com](http://www.biohorizons.com)

## Autres contacts :

Fabricant:

### Orthocell Ltd

Building 191 Murdoch University  
South Street, Murdoch WA 6150  
Australia  
E-mail : [info@orthocell.com.au](mailto:info@orthocell.com.au)

Représentant autorisé  
en Europe :

### MDSS GmbH

Schiffgraben 41, 30175 Hannover,  
DE  
E-mail : [info@mdssar.com](mailto:info@mdssar.com)  
Tél. : +49 511 6262 8630

Représentant autorisé  
en Suisse

### MDSS CH GmbH

Laurenzenvorstadt 61, 5000  
Aarau  
CH  
E-mail : [info@mdssch.com](mailto:info@mdssch.com)  
Tél. : +

Importateur européen :

### MedEnvoy Global BV

Prinses Margrietplantsoen 33 – Suite 123  
2595 AM, The Hague  
NL  
Tél. : +31 70 326 2148

Importateur suisse :

### MedEnvoy

Gottharstrasse 28  
6302, Zug  
CH  
Tél. : +41 41 562 01 42

## Symboles utilisés sur la carte d'implant Patient



Fabricant



Nom du dispositif



Code de lot



Identifiant unique du dispositif



Date de l'implantation



Centre de soins ou médecin



Nom du patient



Adresse du site web du fabricant