

Striate+™ Betegtájékoztató

Ezt a tájékoztatót azért kapta meg, mert a fogorvosa, fogszabályzó orvosa vagy sebésze azt javasolta, hogy fogászati csonthibája kezelésének részeként irányított csontregenerációban (GBR) vegyen részt.

Mi az irányított csontregeneráció (GBR)?

A fogakat a csont és az íny tartja a helyükön az állkapocsbán. A fogakat tartó csont számos különböző okból letörhet, meggyengülhet, és ezért korrekcióra szorulhat. Az íny is károsodhat fertőzés vagy sérülés következtében. Ahhoz, hogy a fogai egészségesek és stabilak maradjanak, irányított csontregenerációval (GBR) segíthető elő a csont vagy az íny gyógyulása.

Mi a Striate+™?

A Striate+™ egy, a GBR-ben használt tapasz típus. A Striate+™ az új csont kialakulásáig védőréteget képez a kezelés helyén.

A Striate+™ kollagénből készül. A kollagén az emberben gyakran előforduló anyag, főként a bőrben, a csontokban, az izmokban és az inakban. A Striate+™ sertésből származó kollagénből készül, de olyan kezelésnek vetették alá, amely emberekben is biztonságosan használhatóvá teszi.

A Striate+™ tapasz az eljárás során kerül beültetésre a páciens ínyébe, és a GBR-kezelés utáni 6. hónap elteltével teljesen feloldódik. Ha további információkra van szüksége az implantátummal kapcsolatban, az Önnek adott páciens-implantátumkártyán található tételszám alapján tájékozódhat. Kérjük, tartsa a páciens-implantátumkártyát biztonságos helyen, hogy szükség esetén meg tudja tekinteni. A páciens-implantátumkártyát a kezelést követő 1 évig meg kell őriznie. Az implantátum tételszáma kezelő fogorvosánál is nyilván van tartva. A páciens-implantátumkártyán használt szimbólumok magyarázata alább található.

Mire számíthatok a kezelés után?

Fogorvosa utasításokkal látja el Önt arra vonatkozóan, hogy mit kell tennie a GBR-kezelés után. A cél a kezelt terület tiszta és zavartalan állapotban tartása a gyógyulási időszakban. Ezt elősegítheti a gyógyszeres szájvíz használata, a fogmosás módjára és időpontjára vonatkozó speciális utasítások, valamint bizonyos ételek és italok kerülése. Nagyon fontos, hogy pontosan betartsa a fogorvos utasításait.

Vannak kockázatai a Striate+™ használatának?

A Striate+™ tapasz használata nagyon kevés kockázatot vet fel. A Striate+™ nem használható kollagén- vagy sertésallergiában szenvedő személyeknél. Ezek az allergiák nagyon ritkák, de ha aggályai vannak, további információkért forduljon fogorvosához. A Striate+™ tapasz szükség esetén eltávolítható.

Vannak kockázatai a GBR-kezelésnek?

Mint minden sebészeti eljárásnak, a GBR-nek is vannak kockázatai, így a fertőzés, a fájdalom, a vérzés vagy a duzzadás. Ezek a kockázatok általában nem súlyosak, és a fogorvos tájékoztatni tudja Önt róluk és elkerülésük módjáról. Esetenként a seb kissé felnyílhat, és szabadabbá válhat a Striate+ tapasz. Ilyen esetben forduljon fogorvosához a teendőkhöz kapcsolatos utasításokért.

Bizonyos egészségi állapotok hatással lehetnek a GBR utáni gyógyulásra, például:

- cukorbetegség, autoimmun betegség;
- warfarin/vérhígító gyógyszerek használata;
- gyulladáscsökkentő gyógyszerek;
- korábbi sugárkezelés; vagy
- erős dohányzás.

Striate+™ Betegtájékoztató

Az erős dohányzásról tudjuk, hogy hatással van a normál gyógyulásra, ezért a GBR-kezelés megkezdése előtt a fogorvosa javasolhatja Önnek dohányzás megszüntetését vagy csökkentését.

Fontos, hogy az eljárás előtt tájékoztassa kezelőorvosát a fennálló egészségi állapotáról és az Ön által szedett gyógyszerekről.

A Striate+™ MRI-biztos (mágneses rezonanciával történő képalkotás), mivel elektromosan nem vezet, nem fémes és nem mágneses anyagok alkotják.

Mikor kérjen segítséget?

Ha olyan tünetet tapasztal, amely aggályokat vet fel Önben, azonnal forduljon fogorvosához. Ő elmondja Önnek a tünetek legjobb kezelési módját, illetve hogy szükség van-e bármilyen más intézkedésre.

A Striate+™ eszközre adott súlyos reakciókat jelenteni kell a forgalmazónak:

BioHorizons

2300 Riverchase Center
Birmingham AL 35244 USA
www.biohorizons.com

Egyéb elérhetőségek:

Gyártó:

Orthocell Ltd

Building 191 Murdoch University
South Street, Murdoch WA 6150
Ausztrália
E-mail: info@orthocell.com.au

Európai meghatalmazott képviselő:

MDSS GmbH

Schiffgraben 41, 30175 Hannover,
DE
E-mail: info@mdssar.com
Telefon: +49 511 6262 8630

Svájci meghatalmazott képviselő:

MDSS CH GmbH

Laurenzenvorstadt 61, 5000 Aarau
CH
E-mail: info@mdssch.com
Telefon: +

Európai importőr:

MedEnvoy Global BV

Prinses Margrietplantsoen 33 – Suite 123
2595 AM, The Hague
NL
Telefon: +31 70 326 2148

Svájci importőr:

MedEnvoy

Gottharstrasse 28
6302, Zug
CH
Telefon: +41 41 562 01 42

A páciens-implantátumkártyán használt szimbólumok



Gyártó



Beültetés dátuma



Eszköz neve



Egészségügyi központ vagy orvos



Tételkód



Páciens neve



Egyedi eszközazonosító



Gyártó weboldalának címe