

# Striate+™ Informacinis lapelis pacientui

Šį informacinį lapelį gavote, nes jūsų odontologas, ortodontas ar chirurgas rekomendavo jums atlikti vadovaujamą kaulų regeneraciją (GBR), kuri yra dantų kaulų defektų gydymo dalis.

## **Kas yra vadovaujamoji kaulų regeneracija (GBR)?**

Dantis žandikaulyje laiko kaulas ir dantenos. Dėl įvairių priežasčių dantis laikantis kaulas gali sutrūkti arba susilpnėti ir jį reikia taisyti. Dantenos taip pat gali būti pažeistos infekcijos ar sužalojimų. Kad dantys išliktų sveiki ir stabilūs, kaulų ir dantenų gydymui naudojama vadovaujamoji kaulų regeneracija (GBR).

## **Kas yra Striate+™?**

Striate+™ yra GBR naudojamas pleistro tipas. Kol formuojasi naujas kaulas, Striate+™ suformuoja apsauginį sluoksnį ant gydymo vietos.

Striate+™ yra pagamintas iš kolageno. Kolagenas yra įprasta žmogaus organizme medžiaga, kurios daugiausia yra odoje, kauluose, raumenyse ir sausgyslėse. Striate+™ gaminamas iš kiaulių kolageno, tačiau jis apdorotas taip, kad būtų saugus naudoti žmonėms.

Procedūros metu Striate+™ pleistras implantuojamas į dantenas ir visiškai ištirpsta praėjus maždaug 6 mėnesiams po GBR procedūros. Jums buvo duota paciento implanto kortelė, kurią turite saugoti, ir kurioje nurodytas partijos numeris, jei norėtumėte gauti daugiau informacijos apie savo implantą. Laikykite paciento implanto kortelę saugioje vietoje, kad prireikus galėtumėte ją patikrinti. Paciento implanto kortelę turėsite saugoti 1 metus po gydymo. Jūsų odontologas taip pat užregistruos jūsų implanto partijos numerį. Toliau pateikiamas paciento implanto kortelėje naudojamų simbolių paaiškinimas.

## **Ko turėčiau tikėtis po gydymo?**

Jūsų odontologas pateiks nurodymus, ką daryti po GBR procedūros. Tikslas – išlaikyti gydomąją vietą švarią ir neliečiamą, kol ji gyja. Tai gali būti medikamentinis burnos skalavimo skystis, konkretūs nurodymai, kaip ir kada valyti dantis, arba tam tikrų maisto produktų ar gėrimų vengimas. Labai svarbu atidžiai laikytis odontologo pateiktų nurodymų.

## **Ar yra kokių nors pavojų naudojant Striate+™?**

Su Striate+™ pleistro naudojimu susijusi rizika yra labai nedidelė. Striate+™ negalima naudoti asmenims, alergiškiems kolagenui arba kiaulėms. Šios alergijos pasitaiko labai retai, tačiau jei nerimaujate, daugiau informacijos teiraukitės savo odontologo. Prireikus Striate+™ pleistrą galima nuimti.

## **Ar yra kokių nors pavojų, susijusių su GBR procedūra?**

Kaip ir bet kuri operacija, GBR turi tam tikrą riziką, pavyzdžiui, infekcija, skausmas, kraujavimas ar patinimas. Ši rizika paprastai nėra rimta, o odontologas gali suteikti informacijos apie ją ir kaip jos išvengti. Kartais žaizda gali šiek tiek atsiverti ir atidengti Striate+ pleistrą. Jei taip atsitiktų, kreipkitės į savo odontologą, kad jis patartų, ką daryti.

Kai kurios medicininės būklės gali turėti įtakos gijimui po GBR, pvz.:

- diabetas, autoimuninė liga;
- varfarino ir (arba) kraują skystinančių vaistų vartojimas;
- priešuždegiminiai vaistai;
- buvusi radioterapija; ar
- intensyvus rūkymas.

# Striate+™ Informacinis lapelis pacientui

Yra žinoma, kad intensyvus rūkymas turi įtakos normaliam gijimui, todėl prieš atliekant GBR odontologas gali rekomenduoti mesti rūkyti arba sumažinti surūkomų cigarečių kiekį.

Svarbu, kad prieš procedūrą gydytojui nurodytumėte visas savo ligas ir visus vartojamus vaistus.

Striate+™ yra saugus magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) požiūriu, nes yra sudarytas iš elektrai nelaidžių, nemetalinių ir nemagnetinių medžiagų.

## Kada kreiptis pagalbos

Jei pajutote bet kokį susirūpinimą keliantį simptomą, nedelsdami kreipkitės į odontologą. Jis pasakys, kaip geriausiai valdyti simptomus, ar reikia imtis kokių nors kitų veiksmų.

Apie sunkią reakciją į Striate+™ reikia pranešti platintojui:

### BioHorizons

2300 Riverchase Center  
Birmingham AL 35244 USA  
www.biohorizons.com

### Kiti kontaktai:

#### Gamintojas:

#### Orthocell Ltd

Building 191 Murdoch University  
South Street, Murdoch WA 6150  
Australija  
El. paštas: info@orthocell.com.au

#### Europos įgaliotasis atstovas:

#### MDSS GmbH

Schiffgraben 41, 30175 Hannover,  
DE  
El. paštas: info@mdssar.com  
Tel.: +49 511 6262 8630

#### Šveicarijos įgaliotasis atstovas:

#### MDSS CH GmbH

Laurenzenvorstadt 61, 5000  
Aarau  
CH  
El. paštas: info@mdssch.com  
Tel.: +

#### Europos importuotojas:

#### MedEnvoy Global BV

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123  
2595 AM, The Hague  
NL  
Tel.: +31 70 326 2148

#### Šveicarijos importuotojas:

#### MedEnvoy

Gottharstrasse 28  
6302, Zug  
CH  
Tel.: +41 41 562 01 42

## Paciento implanto kortelėje naudojami simboliai



Gamintojas



Priemonės pavadinimas



Partijos kodas



Unikalus įrenginio identifikatorius



Implantacijos data



Sveikatos priežiūros centras arba gydytojas



Paciento vardas, pavardė



Gamintojo svetainės adresas